

PCデータ管理プログラムシステム

データ管理
ラクラク!

カンタン
操作!

特徴

カロリーアンサー測定値を食品名と一緒に表形式での管理が可能となります。また、USBメモリに測定データ表を保存することによりデータ管理も容易になり、カロリーアンサーがより便利にご使用いただけます。

セット内容


データ管理プログラム・ディスプレイ・
キーボード・マウス・USBメモリ

使用方法

カロリーアンサーにディスプレイ・キーボード・マウスを接続します。測定を行うことで、表に測定結果が記録されます。測定データはUSBメモリに保存できます。



番号	日付	時間	食品名	重量[g]	カロリー[kcal]	たんぱく質[g]	脂質[g]	炭水化物[g]	含水率[%]
4	2008/01/06	10:16:23	テスト4(一般) (簡)	101	451	2.3	3.2	94.5	100
3	2008/01/06	10:14:47	テスト3(一般) (簡)	101	452	2.4	2.8	94.8	100
2	2008/01/06	10:13:11	テスト2(一般) (簡)	101	452	2.5	3.3	94.2	100
1	2008/01/06	10:09:09	テスト1(一般) (簡)	101	452	3.0	3.1	94.0	100



データの編集や印刷をするためには、マイクロソフトエクセルなどの表計算ソフトがインストールされたパソコン・プリンタが別に必要となります。